

Объявление
о проведении закупки способом запроса ценовых предложений

«18» марта 2019 года.

г. Алматы

ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения расположенное по адресу, г. Алматы, ул. Папанова, 220, объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупке изделий медицинского назначения на 2019 год.

№	Наименование товаров	Краткое тех. характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма тг.
1	Трубка силиконовая TCM 6/9	Наружный диаметр 9мм, внутренний диаметр 6мм, толщина стенки 1.5мм. Трубки армированные с пудровым покрытием Трубки должны изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615 Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²) 8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500 Сопротивление раздиру, Н/м (кг/см) 15 - 25 Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Трубки содержат внутренний и наружный трубчатые слои из силиконовой резины и промежуточную оплетку из технических нитей. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°С; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. Обязательно предоставление вместе с таблицей цен 1 образца для оценки качества и совместимости с имеющимися аппаратами.	кг	60	49 000	2 940 000
2	Трубка силиконовая TCM 8/14	наружный диаметр 14мм, внутренний диаметр 8мм, толщина стенки 3 мм. Трубки армированные с пудровым покрытием Трубки должны изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки качества 5615 Твердость по Шор А, усл. ед. 60;	метр	10	5 480	54 800

		Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²) 8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500 Сопротивление раздиру, Н/м (кг/см) 15 - 25 Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Трубки содержат внутренний и наружный трубчатые слои из силиконовой резины и промежуточную оплетку из технических нитей. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостоение складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°C; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. Обязательно предоставление вместе с таблицей цен 1 образца для оценки качества и совместимости с имеющимися аппаратами.				
3	Дренажная система для дренирования ран В-Vak – 400, с троакаром 16(ch)	Дренажная система для дренирования ран, модели: Система дренирования раны В-Vak – 400мл. Предназначено для дренирования (за счёт эффекта вакуума) послеоперационных ран и гнойных полостей после различных хирургических вмешательств в лечебных учреждениях. Трубки достаточно мягкие, чтобы предотвратить перекручивание, прозрачные для облегчения обзора, сделано из ПВХ, используется для переживания жидкости/лекарства в бутылку для сбора. Ручная помпа имеет размеры, обеспечивающие легкость при обращении. Имеется регулируемый коннектор. Коннектор используется для подключения к канюле и соединительной трубке, содержит ПВХ, АБС. Баллон оснащен легким и надежным зажимом, для обеспечения эффекта вакуума, с целью собрать жидкость из тела. Наполненный объем можно установить. Дренаж под низким давлением. Дренаж по Редону имеется рентгенконтрастная линия для определения положения. Прозрачное для облегчения обзора. Именно пористый катетер собирает жидкость во время операции, состоит ПВХ. Троакар вводится в место операции путем прокалывания ткани, что обеспечивает вывод, сделано из нержавеющей стали. Гофрированная емкость объемом приблизительно 400мл, имеются деления – 100,200мл Стерилизация этиленоксидом, срок годности 5 лет.	шт	300	2 600	780 000
4	Дренажная система для	Дренажная система для дренирования ран, модели: Система дренирования раны В-Vak – 400мл.	шт	300	2 600	780 000

	дренирования ран B-Vak – 400, с троакаром 18(ch)	Предназначено для дренирования (за счёт эффекта вакуума) послеоперационных ран и гнойных полостей после различных хирургических вмешательств в лечебных учреждениях. Трубки достаточно мягкие, чтобы предотвратить перекручивание, прозрачные для облегчения обзора, сделано из ПВХ, используется для переливания жидкости/лекарства в бутылку для сбора. Ручная помпа имеет размеры, обеспечивающие легкость при обращении. Имеется регулируемый коннектор. Коннектор используется для подсоединения к канюле и соединительной трубке, содержит ПВХ, АБС. Баллон оснащен легким и надежным зажимом, для обеспечения эффекта вакуума, с целью собрать жидкость из тела. Наполненный объем можно установить. Дренаж под низким давлением. Дренаж по Редону имеет рентгенконтрастную линию для определения положения. Прозрачное для облегчения обзора. Именно пористый катетер собирает жидкость во время операции, состоит ПВХ. Троакар вводится в место операции путем прокалывания ткани, что обеспечивает вывод, сделано из нержавеющей стали. Гофрированная емкость дренирования раны B-Vak			
5	Дренажная система для дренирования ран B-Vak, мини 08(ch)	Дренажная система для дренирования ран, модели: Мини-система дренирования раны B-Vak Предназначена для дренирования раны с низким давлением; Гофрированная емкость объемом 25мл; Простота дренажа воздуха и содержимого; Отсасывающий дренаж по Редону и игла из нержавеющей стали Коннектор с цветовой кодировкой.	шт	80	2 500
6	Дренажная система для дренирования ран B-Vak, мини 10(ch)	Дренажная система для дренирования ран, модели: Мини-система дренирования раны B-Vak Предназначена для дренирования раны с низким давлением; Гофрированная емкость объемом 25мл; Простота дренажа воздуха и содержимого; Отсасывающий дренаж по Редону и игла из нержавеющей стали Коннектор с цветовой кодировкой.	шт	80	2 500

Место поставки: город Алматы, Папанина 220;

Требуемые срок поставки товара: в течение 5 календарных дней со дня устной заявки заказчика;

Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением: до 09 часов 00 минут «26» марта 2019 года.

Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 09 часов 00 минут «26» марта 2019 года, по адресу: город Алматы, Папанина 220, отдел государственных закупок;
К закупке допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3 - 4 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 (727) 300 36 19

Главный врач

Тезекбаев К.М.



Исполнитель: Раймжанов А.Е.
300 36 11